

lactofeel[®]

HÜVELYGÉL

Rendellenes folyás? Zavaró szag? Kellemetlen érzés? Nincs egyedül ezekkel a tünetekkel.

Természetes körülmények között a hüvelyben különböző típusú baktériumok élnek. Normál esetben a tejsav-baktériumok vannak jelen a legnagyobb számban. A tejsav-baktériumok tejsavat termelnek, amely a hüvely normál, alacsony pH-értékének fenntartásáért felel, és ezáltal véd a fertőzéssel szemben. Ha a tejsav-baktériumok száma lecsökken, a pH-szint megemelkedik, akkor szaporodnak el a „káros” baktériumok. Ennek az állapotnak az orvosi neve a bakteriális vaginózis (BV). A BV fő tünetei: a rendellenes folyás, a zavaró szag és a kellemetlen érzés a hüvelyben. A BV egy gyakori hüvelyi állapot.

A BV-t számos tényező okozhatja, beleértve a hosszan tartó menstruációt, a gyakori irrigálást, az intim higiénias szerek használatát és a szexuális érintkezést. Az antibiotikum-kezelések és a méhen belüli eszközök (spirál) szintén befolyásolhatják a hüvelyben kialakult egyensúlyt.

A Lactofeel® hüvelygél kezeli a BV-t – természetes úton

A **Lactofeel® hüvelygél** tejsavat tartalmaz, amely hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagot, és helyreállítja a hüvely normál pH-ját. Glikogént is tartalmaz, amely tápanyagul szolgál a tejsavbaktériumok számára. A normál pH és a tápanyagok segítségével a védő tejsavbaktériumok elszaporodnak, és a hüvely természetes egyensúlya helyreáll, hatékonyan enyhítve a rendellenes folyást, a kellemetlen érzést, a hüvely kínos szagának jelentkezését.

Mikor kell a Lactofeel® hüvelygél használni?

A **Lactofeel® hüvelygél** megszünteti a rendellenes folyást, a hüvely kínos szagát, a kellemetlen érzést, és visszaállítja a hüvely pH-értékét a normál szintre.

A **Lactofeel® hüvelygél** arra is használható, hogy fenntartsuk a hüvely normál pH-értéket.

Kezelés	
A kellemetlen szag, a rendellenes folyás, a kellemetlen érzés, valamint a BV hatékony enyhítésére:	Napi 1 tubus 7 napig.
Fenntartás	
Ha a tünetek kiújulását tapasztalja, a Lactofeel® hüvelygél alkalmazása segíti a normál pH és hüvelyflóra helyreállítását.	Ismételje meg a kezelést 7 napon keresztül napi 1 tubus lefekvés előtti használatval.

A Lactofeel® hüvelygél könnyű használni

A kupakot le kell csavarni, majd a tubus egész nyakát be kell illeszteni a hüvelybe. Nyomja ki a tubus tartalmát. Távolítsa el a tubust

a hüvelyből, miközben nyomva tartja, majd dobja el. A **Lactofeel® hüvelygél**t legjobb lefekvéskor használni. Tanácsos tisztasági betétet használni, mivel gyakran észlelhető enyhe szivárgás. Ez nem azt jelenti, hogy a kezelés sikertelen volt.

A Lactofeel® hüvelygél klinikailag tesztelték

A klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a **Lactofeel® hüvelygél** készítmény biztonságos, és hatékonyan helyreállítja, és fenntartja a hüvely pH-egyensúlyát.

A Lactofeel® hüvelygél használata biztonságos

A **Lactofeel® hüvelygél** higiénikus, egyszer-használatos tubusokban van. Használható a várandósság alatt és a menstruáció idején is, azonban keresse fel orvosát, ha úgy gondolja, hogy a terhessége alatt hüvelyfertőzése van. Ha hüvelyi gombafertőzése van, vagy a hüvelyhám sérült, akkor a **Lactofeel® hüvelygél** használata okozhat szúró fájdalmat. Ez azonban csak átmeneti jellegű.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Keresse fel orvosát, ha tünetei súlyosbodnak, ha fájdalmat érez, ha a kellemetlen érzés nem szűnik, ha folyása véres, vagy ha folyása a menopauza alatt jelentkezik. Forduljon orvoshoz, ha a terhessége alatt úgy gondolja, hogy hüvelyfertőzése van. Ha azt tapasztalja, hogy a tünetei nem enyhülnek a **Lactofeel® hüvelygél** előírás szerinti használata után sem, akkor további tanácsért forduljon orvosához.

Mikor nem szabad használni a Lactofeel® hüvelygél?

Ne használja a **Lactofeel® hüvelygél**t, ha teherbe szeretne esni, mivel a gélnek alacsony a pH-ja, s ez a közeg kevésbé megfelelő a hímivarsejtek számára. Fogamzásgátló szerként ne alkalmazza.

Ez a csomag 7 darab egyszer-használatos, 5 ml-es tubust tartalmaz.
Ha a tubus károsodott, ne használja.
A lejáratí időn túl ne használja a tubust.
Gyermekektől elzárva tartandó.

Tartalma: tejsav, glikogén, propilén-glikol, metilhidroxí-propil-cellulóz,
nátrium-laktát, víz, pH = 3,8.
Tartósítószer nem tartalmaz. Hormonmentes.

Figyelmeztetések:

Ne használja, ha a tubus sérült. Ne használja a tubust a lejáratí időn túl.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Nem gyermekek általi vagy gyermekeken való alkalmazásra készült.
Ne használja, ha tudomása van róla, hogy bármely összetevőre allergiás.

Óvintézkedések:

A Lactofeel® tejsavas hüvelygél biztonsággal használható terhesség alatt,
azonban mindenképpen keresse fel orvosát, ha úgy gondolja, hogy a terhesség alatt hüvelyfertőzése van.
Ne használja a Lactofeel® tejsavas hüvelygél, ha teherbe szeretne esni.

A **Lactofeel® hüvelygél** az Exeltis Magyarország Kft. védjegye

A Lactofeel® hüvelygél egy orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Forgalmazó: Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18., Magyarország



Rolf Kullgren AB
Ågatan 4, 646 30 Gnesta, Svédország



Exeltis

